

DE Ferninfrarot Mobiler Wärmegürtel

GB Far infrared Wireless Heated Belt

FR Ceinture chauffante sans fil infrarouge lointain



Gebrauchsanweisung

Instruction Manual

Mode d'emploi



Art. HB619U

CE

Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.!

Inhalt

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. Wichtige Anweisungen..... | 2 |
| 2. Lieferumfang | 3 |
| 3. Produkteigenschaften..... | 3 |
| 4. Anwendung..... | 3 |
| 5. Reinigung und Pflege..... | 4 |
| 6. Hinweis zu Entsorgung..... | 5 |
| 7. Garantie..... | 6 |

1. Wichtige Anweisungen

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden.
- Dieser Wärmegürtel ist nur zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt.
- Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
- Dieses Heizkissen ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Wenn der Wärmegürtel über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.

2. Lieferumfang

- 1 x Wärmegürtel
- 1X Akku-Tasche
- 1 x USB-Netzteil
- 1X Verlängerungskabel


- 1 x Verlängerung für die Gürtel
- 1 x Gebrauchsanweisung

3. Produkteigenschaften

Der **Thermrup Ferninfrarot Mobiler Wärmegürtel** ist zur In- und Outdoor-Anwendung bietet tiefe Wärme mit Ferninfrarot für Rücken und Bauch bei guter Bewegungsfreiheit. Der ist leicht anziehbar, bequem und sicher. Er verfügt über 3 einstellbare Temperaturstufen. Das spezielle Gummi-Heizelement hat große Heizfläche und gleichmäßige Wärmeverteilung. Der Gürtel ist maschinenwaschbar.

4. Anwendung

4.1 Betrieb mit Powerbank



- Legen Sie nun den Wärmegürtel um Ihre Hüften und den Bauch und verschließen Sie den Klettverschluss. Sie können den Gürtel in jeder beliebigen Position um Hüften und Bauch legen, je nachdem wo der wärmende Effekt gewünscht ist.
- Stecken Sie Ihre Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Akku-Tasche
- Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in die USB-Buchse der Powerbank. Schalten Sie die Powerbank ein.
- Stecken Sie die Powerbank in die Akkutasche, kleben die Akkutasche auf dem Gürtel

- Drücken Sie die Power-Taste des Reglers ca. 2 Sekunden um den Regler einzuschalten. Drücken Sie danach die Power-Taste kurz(ggf. mehrfachen), um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot-blau-grün) einzustellen. Die 1. Stufe ist die wärmste Stufe, die LED-Anzeige leuchtet rot. Die 2. Stufe ist die mittlere Stufe, die LED-Anzeige leuchtet blau. Die 3. Stufe ist die niedrige Stufe, die LED-Anzeige leuchtet grün.
- Drücken Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden um den Regler auszuschalten.

4.2 Netzbetrieb

- Verbinden Sie das Verlängerungskabel mit Anschlusskabel des Gürtels.
- Stecken Sie den USB-Stecker des Verlängerungskabels in den Netzteil.
- Drücken Sie die Power-Taste des Reglers ca. 2 Sekunden um den Regler einzuschalten. Drücken Sie danach die Power-Taste kurz(ggf. mehrfachen), um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot-blau-grün) einzustellen.
- Drücken Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden um den Regler auszuschalten.
- Nach der Verwendung nehmen Sie das Verlängerungskabel von dem Ladegerät ab.



*** Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.***

5. Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung, trennen Sie die Wärmegürtel vom der Powerbank bzw. vom Netzteil. Nehmen Sie das Heizpad und das Kabel aus den Gürtel.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Der Wärmegürtel kann in der Waschmaschine bis 45°C in einem Waschsack oder mitgelieferte Waschbeutel gewaschen werden.
- Der Wärmegürtel darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden.



6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

7. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Deutschland

Contents

| | | |
|----|-------------------------------|----|
| 1. | Important instructions..... | 6 |
| 2. | Included in delivery | 7 |
| 3. | Product features..... | 8 |
| 4. | Operating..... | 8 |
| 5. | Cleaning and maintenance..... | 10 |
| 6. | Disposal | 10 |
| 7. | Warranty..... | 11 |

1. Important instructions

- Non-observance of the following notes may result in personal injury or material damage.
- This heated belt is only designed to warm up the human body.
- Do not use the heat belt on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).
- Children shall not play with the appliance.
- Do not pull, twist or make sharp bends in the cables.
- If the heating belt is being used over several hours, we recommend that you set the lowest temperature setting on the battery to avoid overheating the heated body part, which may lead to burns to the skin.

2. Included in delivery

- 1 x heated belt
- 1 x USB charger
- 1x battery bag
- 1 x Extension USB cable
- 1 x Extension for belt
- 1 x Instruction Manual

3. Product features

The Thermrup **Far infrared Wireless Heated Belt** is designed for indoor and outdoor use provides deep heat with far infrared for back and abdomen with good mobility. It is easy to wear, comfortable and safe. It has 3 adjustable temperature settings. The special rubber heating element has large heating area and even heat distribution. The belt can be washed in washing machine.

4. Operation

4.1 Operating with power bank



- Place the heated belt around your back and abdomen and secure the belt by fastening the Velcro. Depending on the position you put the belt on, it warms different areas of your body
- Plug your power bank (not included) into the battery bag.
- Plug the USB end of the cable into the USB port of the power bank. Turn on the power bank.
- Puts the power bank in the battery bag. Place the battery bag on the heated belt.
- Press the power button of the controller for approx. 2 seconds to switch on the controller. Then press the power button briefly (if necessary several times) to set the desired temperature level (1-2-3, red-blue-green).
The 1st stage is the warmest stage, the LED indicator lights up red.
The 2nd stage is the middle stage, the LED indicator lights up blue.
The 3rd stage is the low level, the LED indicator is green.
- Press the power button for approx. 2 seconds to switch off the controller.

4.2 mains operation

- Connect the extension cable to the connection cable of the belt.
- Insert the USB plug of the extension cable into the USB charger.
- Press the power button of the controller for approx. 2 seconds to switch on the controller. Then press the power button briefly (if necessary several times) to set the desired temperature level (1-2-3, red-blue-green).
- Press the power button for approx. 2 seconds to switch off the controller.
- After use, remove the extension cord from the charger.

*** Please use only the supplied charger. ***



5. Cleaning and maintenance

- Before cleaning, disconnect the heat belts from the power bank or power supply. Take the heating pad and the cable out of the belt.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- The heat belt can be washed in the washing machine up to 45 ° C in a washing bag or supplied washing bag.
- The thermal belt must not be dried or ironed in a dryer.



6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

7. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Germany